

Checkliste Telematikinfrastruktur (TI)

Diese Liste dient zu Ihrer und unserer Information / Planung der TI-Installation.
Nur wenn Sie alle Fragen mit "Ja", "bestellt" oder "nicht nötig" beantwortet haben, faxen oder mailen Sie diese Liste mit Stempel und Unterschrift versehen an:

Fax: 02058 - 2091

oder

E-Mail: ti@medys.de

1. Ist eine Internetanbindung, mindestens DSL-Geschwindigkeit, vorhanden? bestellt Ja

Wenn nein, lassen Sie eine entsprechende Internetanbindung durch einen Anbieter Ihrer Wahl einrichten. Sie sollten mindestens 6 Wochen Vorlaufzeit vor dem Installationstermin einplanen. Sollte die Anbindung technisch nicht möglich sein, kontaktieren Sie uns.

2. notwendige TI-Komponenten:

Sie benötigen mindestens einen Konnektor und ein stationäres, TI-fähiges Kartenlesegerät.

Konnektor vorhanden?	Nein	bestellt	am _____	Ja
Kartenlesegerät vorhanden?	Nein	bestellt	am _____	Ja

Sie benötigen außerdem eine SMC-B - Karte für jede Praxis.

Zusätzlich für jedes mobile, **TI-fähige** Kartenlesegerät eine weitere SMC-B – Karte.

Bestellen Sie die SMC-B - Karte rechtzeitig, aber nicht zu früh, vor dem Installationstermin, da die Karten ihre Anmeldegültigkeit durch Nichtbenutzen verlieren. Rechnen Sie mit 4-6 Wochen Bestellzeit für die Karten.

SMC-B vorhanden?	Nein	bestellt	am _____	Ja
------------------	------	----------	----------	----

3. Netzwerkstruktur-Grundvoraussetzungen:

Für jeden Kartenleser und jeden Konnektor wird jeweils ein zusätzlicher, funktionierender Netzwerkanschluß (Ethernetkabel) und Stromanschluß benötigt.

Stromanschlüsse für beide Geräte vorhanden und getestet?	Nein	Ja
Netzwerkanschlüsse für beide Geräte vorhanden und getestet?	Nein	Ja

Sicherheitsaspekt: Ist ein zugangsgesicherter Bereich oder abschließbarer Ort für die Konnektoraufstellung vorhanden?	Nein	Ja
---	------	----

Es dürfen keine WLAN-Verbindungen oder andere Verbindungen als über Ethernet-Netzwerkkabel für den Anschluß an die TI verwendet werden.

Alle LAN-Verbindungen verlaufen nur über Netzwerkkabel?	Nein	Ja
---	------	----

Führen Sie alle Besonderheiten im Netzwerk (z.B. VPN, Proxy-Server, Hardwarefirewall, Onlineverbindung zum Labor, Fernwartungsprogramme, Wartezimmer-TV, Autoklav/Steri-Überwachung, etc.) aus der Praxis hier auf:

keine Besonderheiten vorhanden



4. zum Installationstermin benötigte Informationen:

Eine Liste aller IP-Adressen von Rechnern und am Netzwerk angeschlossenen Geräten liegt vor?

noch nicht Ja

Alle Zugangsdaten für erwähnte Netzwerkgeräte/-komponenten (Router, Switches) liegen vor?

noch nicht Ja

Die Bedienungsanleitungen für Router liegen vor?

noch nicht Ja

Kennwörter für den Server (Administrator etc.) liegen vor?

noch nicht Ja

Kennwörter von Administrator und Benutzer aller mit MEDYS verbundenen Computer liegen vor?

noch nicht Ja

Internetzugangsdaten liegen vor?

noch nicht Ja

Zugangsdaten von allen optionalen Netzwerkkomponenten (z.B. Software- oder Hardware-Firewalls, für Netzwerkdrucker-/Scanner oder sonstige medizinische Peripheriegeräte) liegen vor?

nicht nötig noch nicht Ja

Praxisname / Praxisadresse / Telefon / E-Mail:

Praxisstempel:

technischer oder TI-Ansprechpartner und Kontaktnummer(n):

Nur wenn Sie alle Fragen mit "**Ja**", "**bestellt**" oder "**nicht nötig**" beantwortet haben, faxen oder mailen Sie diese Liste mit Stempel und Unterschrift versehen an:

Fax: 02058 - 2091

oder

Email: ti@medys.de

Fehlerhafte oder unvollständige Angaben können zum kostenpflichtigen Installationsabbruch führen! Bitte bestätigen Sie die Korrektheit der obigen Angaben durch Ihre Unterschrift.

Datum, Ort

Unterschrift



MEDYS GmbH • Wilhelmstr 96 • 42489 Wülfrath